

Zamýšlené použití

Opěrné rámy pro chůzi jsou určeny pro použití osobami trpícími narušenou rovnováhou, popřípadě slabými nohama. Oproti vycházkové holi přenáší chodítko větší část hmotnosti uživatele přes paže. Toto přesunutí zatížení z nohou do paží může napomoci při snižování bolesti nohou a zlepšit mobilitu. Chodítko s podpěrou předloktí 200RC od Days je vyrobeno z anodicky oxidovaných hliníkových trubek a je vybaveno opěrkami předloktí a plastovými rukojetmi. Má dvě 5cm (2") přední otočná kolečka a dva zadní pryžové hroty. Úhel rukojeti lze nastavit. K dispozici máte inbusový klíč, jenž slouží k utažení trubek rukojetí po seřízení.

Nastavení výšky

Chcete-li seřídit výšku rámu, stiskněte dvě tlačítka podle obr. 1. Jemně stiskněte nohu a lehce otočte. Nohu nastavte do požadované polohy. Poté otočte a upravte tak, aby tlačítka vyčnívala skrze otvory. Postup nastavování výšky zopakujte pro všechny nohy rámu. Ubezpečte se, že nohy jsou ve stejné výšce. Jakmile bude výška rámu v pořádku, měl by být uživatel s to udržet vzpřímený postoj a přitom mít předloktí opřené o opěrky.

Použití

Chůze

Dejte chodítko na zem jeden krok dopředu a přistupte k němu. Nejprve použijte postiženou nohu a poté přikročte druhou nohou. Nesmíte příliš vcházet do prostoru chodítka. Jakmile se dostanete do stabilní polohy, zvedněte chodítko (zatlačte ho, pokud používáte chodítko s koly) a přesuňte o kousek dopředu. Celý proces zopakujte.

Vstávání ze židle a sedání

Chcete-li se posadit, otočte se s chodítkem před židli a opatrně se jí nohama dotkněte. Poté opatrně položte ruce na opěrky židle, pomalu se předkloňte a pomalu se posaďte.

Chcete-li vstát, dejte chodítko před židli, poté se postavte. Zatlačte na opěrky židle. Ruce přesouvejte na chodítko až budete zcela stát.

Informace o údržbě a celkové bezpečnosti

Chodítka Days jsou navržena tak, aby vyžadovala jen minimální údržbu. Jsou vyrobená z eloxovaných hliníkových trubek. Stačí je otřít jemným hadříkem. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky.

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku (1000 ppm, Haz Tabs, Percept), opláchněte a osušte. Nedoporučujeme čištění ponorem.

Neskladujte při teplotě pod bodem mrazu. Hmotnost uživatele, pro kterou je chodítko navrženo, nesmí být překročena. Pravidelně kontrolujte uvolněné rukojeti, ohnuté části rámu a protažené nebo nadměrně zatěžované seřizovací otvory. Zkontrolujte, zda nedošlo k rozdělení, opotřebením ani uvolnění nástavce nebo koleček. Nepoužívejte, jestliže rám vykazuje známky poškození.

Odstraňte překážky, jako jsou volné koberečky, nebo se jim vyhněte. Dávejte pozor na mokré podlahy a nebezpečí ve venkovním prostředí, jako jsou mokré listy a led. Noste plochou obuv s pevnou patou.

Specifikace

Maximální hmotnost uživatele: 160 kg

Výškově nastavitelné: 96 - 109 cm (38-43")

Celková šířka: 74 cm (29")

Informace o záruce

Chodítka Days jsou kryta zárukou po dobu jednoho roku od data koupě, a to proti vadnému dílenskému zpracování a vadným materiálům. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce.

Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z vyřizování reklamace, především ne pak na náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výděleku a další výdaje.

Výrobce nepřijímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko

Performance Health, kde vám zajistí výtisk.

Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.



Maximální hmotnost uživatele



Obr. 1

Výrobce:

Performance Health International Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,

Sutton-in-Ashfield,

Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK:

Tel.: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

International:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,

Warrenville, IL 60555-3938, USA.

Tel.: 1-800-323-5547

Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road,

Pemulwuy NSW, Australia

2145. Tel.: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

Performance Health France

Zone Industrielle de Montjoly,

11 Avenue de l'Industrie - CS 40712

08013 Charleville-Mézières Cedex, France.

Tel.: 03 24 52 61 15

Fax: 03 24 52 90 34