

Návod k použití

ECOPOOL

mobilní osobní výtah



Výrobce: Digi Project S.N.C., Itálie Via Aldo
Moro 25 - 46020 Pegognaga (MN)
info@digiproject.biz -
assistenzaclienti@digiproject.biz

AKTIV

Web: www.aktiv.cz

Adresa: Paměťice 17, 397 01 Drhovele u Písku

Zákaznická linka: +420 382 210 854

Copyright:

DIGI PROJECT S.N.C.

Pierwsza publikacja: 1szy października 2017

Adres Wytwórcy: DiGi Project s.n.c. di Mariani

Daniele e Giulia

Via Aldo Moro, 25

46020 Pegognaga

MANTOVA

Włochy

Strona internetowa:

www.digiproject.biz









E-mail :

info@digiproject.biz – assistenzaclienti@digiproject.biz

Kopiowanie, przechowywanie, dokonywanie zmian - choćby częściowych – zawartości niniejszej instrukcji zabronione.

Datum wydání produktu:



Tato příručka je rozdělena do 8 oddílů a používá symboly pro označení varování nebo pokynů pro manipulaci.	
<p>Oddíl A (Základní informace) Důležité základní informace pro seznámení se zvedákem ECOPOOL. Také údaje k identifikaci konkrétního jednotky. Základní požadavky a doporučení pro obsluhu.</p>	
<p>Oddíl B (Technické specifikace) Všechny podrobnosti a technické údaje o výrobku.</p>	
<p>Oddíl C (Bezpečnostní informace) Tento oddíl se týká norem a bezpečnostních požadavků na obsluhu, výrobek a uživatele (cestujícího). Oddíl D (Provozovatel)</p>	
<p>Požadavky, kompetence, dovednosti a další důležité informace pro obsluhu. Provozovatel.</p>	
<p>Oddíl E (Ovládací prvky) Popis, vysvětlení a vyobrazení všech prvků a zařízení, které umožňují ovládání výrobku.</p>	
<p>Oddíl F (Návod k použití) Jak používat ECOPOOL. Popis obsluhy a použití výrobku s ilustracemi.</p>	
<p>Oddíl G (Údržba) Ve formě popisů, tabulek a seznamů jsou uvedeny všechny požadavky na údržbu. pravidelnou údržbu zařízení a nouzové zásahy doporučené výrobcem. výrobcem.</p>	
<p>Oddíl H (Servisní knížka) Tento oddíl obsahuje tabulku s kolonkami vyžadujícími vyplnění po každé údržbě nebo servisní činnosti.</p>	

MOBILNÍ OSOBNÍ VÝTAH PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BAZÉNŮ:

OBSAH:

- 1 Adresy
- 2 Obsah
- 3 ODDÍL A ZÁKLADNÍ INFORMACE

A.01 Základní informace A.02 Identifikace
výťahu ECOPOOL A.03 Štítky a označení
A.04 Informace pro uživatele

ODDÍL B - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- B.01 Určené použití Technické specifikace
B.02 Celkové rozměry
B.02 ODDÍL C BEZPEČNOSTNÍ

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

C.01 Základní bezpečnostní pokyny C.02 Bezpečnostní
vybavení C.02 Nouzové situace

ODDÍL D

PROVOZOVATEL

- D.01 Požadavky
D.01 Úkoly a odpovědnosti

ODDÍL E OVLÁDACÍ PRVKY

- E.01 Ovládací panel
E.01 Ovládací prvky

ODDÍL F NÁVOD K POUŽITÍ

- F.01 Úvod Přenos
F.02 zařízení Přenos
F.02 cestujících

ODDÍL G ÚDRŽBA

G.01 Úvod G.01 Kontrolní
tabulka G.01 Likvidace

ODDÍL H SERVISNÍ KNÍŽKA

H.01 Seznam kontrol a oprav

ODDÍL A: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato příručka je založena na významu symbolů, které mají za cíl signalizovat varování nebo pokyny pro jednání v určitých situacích.

VAROVÁNÍ!

Signalizuje uživateli popis doporučených nebo zakázaných činností.



UPOZORNĚNÍ Upozorňuje uživatele na stavy nebo situace, které mohou být nebezpečné a ohrožovat konstrukci výrobku, nebo cestující.



NEBEZPEČÍ Signalizuje uživateli varování před podmínkami nebo situacemi, které by mohly být nebezpečné a představovat riziko pro konstrukci zařízení, výrobku nebo pro cestující, jakož i pro obsluhu a osoby v okolí v blízkosti.








Tento symbol označuje popis operací, které vyžadují přítomnost nejméně dvou osob obsluhujících výrobek.



Identifikace výrobku Na skříni výtahu ECOPOOL je umístěn typový štítek s následujícími údaji:

- 1 Název produktu (REF)
- 2 Sériové číslo (S/N)
- 3 Maximální povolená hmotnost cestujících (MAX LOAD)
- 4 Rok výroby

				
REF	<input type="text"/>	 <input type="text"/>	<input type="text"/>	
S/N	<input type="text"/>			
MAX LOAD	<input type="text"/>			Kg
POWERED	<input type="text"/>			
DIGIPROJECT snc  <i>Via Aldo Moro, 25 - 46020 Pegognaga (MN) ITALY</i> <i>Tel. +39 0376 528788 - Fax +39 0376 553406</i> <i>www.digiproject.biz - info@digiproject.biz</i>				

Další štítky: _____

Pokyny:

Základní upozornění k používání ECOPOOL.

Zákazy: Úkony a chování zakázané při používání výrobku. Diktáty: Úkony a chování, které jsou povinné pro správné používání výrobku.

Informace pro uživatele: DiGi Project je oficiálním „výrobce“ produktu. mobilní

lékařské ECOPOOL být osobní výtah.

Tato příručka je založena na požadavcích směrnic Evropské komise: 89/392

Směrnice Stroje a 93/42 Směrnice

Zdravotnické prostředky.

Informace obsažené v tomto návodu jsou doporučením výrobce pro použití.

použití výrobcem.

POZNÁMKA:

Uživatel by se měl řídit

následující informace o rozsahu odpovědnosti:

Výrobce je odpovědný za správnou funkci výrobku tak, jak byl vyroben, bez

neautorizovaných změn a používání v souladu s jeho zamýšleným použitím, jak je popsáno v oddíle B **INSTRUKCE:**

Po dodání výrobku, před jeho uvedením do provozu používání zkontrolujte, zda jsou všechny následující položky:

- přítomnost identifikačního štítku

Přítomnost identifikačního štítku s přiděleným označením CE výrobcem.

- Informační a výstražné nálepky v jazyce odpovídající zemi použití.

- Návod k obsluze a servisu.

UPOZORNĚNÍ: Technické specifikace, informace na štítku a další údaje

vedené na

obsažené v této příručce se vztahují k maximálnímu potenciálu výrobku.

původního výrobku tak, jak byl vyroben výrobcem.

Jakékoli svařování, poškozování elektrických nebo mechanických částí, výměna díly za neoriginální, odstraňování krytů nebo ochranných zařízení je **ZAKÁZÁNO!**

Údržba musí být prováděna podle pokynů a s periodicitou popsanou v oddíle G, v části G. této příručky.

! NAKAZY! !	
ZAWISZE URUCHAMIAJ HAMULCE NA OBU KOLACH PRZED ROZPOCZĘCIEM OPUSZCZANIA LUB PODNOSZENIA OSOBY PRZEWOŻONEJ.	ZAPNIJ PAS BEZPIECZEŃSTWA.
ZDEMONTUJ PANEL STEROWANIA KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU UŻYWANIA WYROBU.	
! UWAGA! !	
ZANIM URUCHOMISZ URZĄDZENIE UPEWNI SIĘ ŻE W OBSZARZE JEGO RUCHU NIE MA ŻADNYCH PRZESZKÓD.	NIGDY NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA PODNOŚNIKA (136 KG) I PAMIĘTAJ, ŻE JEDNORAZOWO MOŻNA PRZEWOZIĆ JEDNĄ OSOBĘ
UPEWNI SIĘ ŻE NA TRASIE PRZEJAZDU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH POCHYLEŃCI PODŁOŻA, KTÓRYCH PODNOŚNIK MOGŁBY NIE POKONAĆ.	UPEWNI SIĘ, ŻE PRZEDNIE KOŁA PODNOŚNIKA ZNAJDUJĄ SIĘ WE WŁAŚCIWEJ POZYCJI (10-15 CM OD KRAWĘDZI BASENU), A HAMULCE SĄ ZAŁĄCZONE ZANIM URUCHOMISZ PODNOŚNIK I ROZPOCZNIJ PODNOSZENIE LUB OPUSZCZANIE.
UPEWNI SIĘ, ŻE ŻADNE OSOBY POSTRONNE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W POKLIĘZU DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA.	ZANIM ROZPOCZNIJ OPERACJĘ PODNOSZENIA PASAŻERA Z WODY UPEWNI SIĘ, ŻE ZNAJDUJE SIĘ ON W STABILNEJ POZYCJI ORAZ, ŻE JEST PRZYPIĘTY PASEM BEZPIECZEŃSTWA.
UPEWNI SIĘ ŻE PRZEWOŻONA OSOBA ZNAJDUJE SIĘ W STABILNEJ POZYCJI ORAZ, ŻE JEST PRZYPIĘTA PASEM BEZPIECZEŃSTWA.	PO ZAKOŃCZENIU RUCHU RAMIENIA ZDEMONTUJ PANEL KONTROLNY.
! ZAKAZY! !	
PODNOŚNIKIEM MOŻE KIEROWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBA PRZESZKOLONA	NIE JEŹDŹ URZĄDZENIEM, JEŚLI: 1. SIEDZISKO NIE ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI ZŁOŻONEJ. 2. PODNOŚNIK MA WŁĄCZONY HAMULEC.
NIGDY NIE UŻYWAJ PODNOŚNIKA W NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH: 1. NIGDY NIE KORZYSTAJ Z PODNOŚNIKA NA SYPKIM, NIERÓWNYM LUB WYBOISTYM PODŁOŻU. 2. NIGDY NIE KORZYSTAJ Z PODNOŚNIKA NA POCHYLEŃCACH O NACHYLENIU PRZEKRACZAJĄCYM 2,5° 3. NIGDY NIE KORZYSTAJ Z PODNOŚNIKA NA PODWYŻSZENIACH, PODESTACH ITP.	NIGDY NIE SĄDZAJ, ANI NIE ZSADZAJ PASAŻERA Z FOTEŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POZYCJI POŚREDNIEJ. NIGDY NIE POZOSTAWIAJ BEZ NADZORU PODNOŚNIKA, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PASAŻER. NIGDY NIE SĄDZAJ, ANI NIE ZSADZAJ PASAŻERA Z FOTEŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RUCHU.
WAŻNE	
ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W OPTYMALNYM STANIE, NALEŻY GO OBOWIĄZKOWO ŁADOWAĆ PRZYNAJMNIEJ 1X W TYGODNIU PRZEZ 10 GODZIN.	
OSTROŻNIE	
NIE WOLNO DOPROWADZIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA AKUMULATORA, GDYŻ ULEGNIE ON USZKODZENIU I STANIE SIĘ BEZUŻYTECZNY. STAN NAŁADOWANIA MOŻNA KONTROLOWAĆ NA SPECJALNYM WSKAŹNIKU, KIEDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE.	



Jakékoli konstrukční práce na výrobku lze provádět pouze pouze odborný technický servis autorizovaný výrobcem.

Odpovědnosti a povinnosti

Odpovědnosti:

Tento oddíl popisuje úkoly a povinnosti obsluhy týkající se bezpečného provozu výrobku, počínaje zapnutím elektrických obvodů, přes obsluhu až po bezpečné používání výrobku.

a ovládání až po údržbu a péči o výrobek. Uživatel je povinen seznámit se s bezpečnostními informacemi a

bezpečnostními informacemi. Musí se také seznámit se všemi ovládacími prvky a

Uživatel musí být seznámen se všemi ovládacími prvky a spínači výrobku, aby byla zajištěna maximální bezpečnost cestujících.

Bezpečnost pro cestující.

Odpovědnost:

Provozovatel je přímo odpovědný za používání a

za správnou kontrolu výrobku, za jeho údržbu a veškeré další činnosti.

spojené s výše uvedenými činnostmi.

Oddíl B (TECHNICKÁ SPECIFIKACE)

Zamýšlené použití

- Mobilní bazénový výtah byl navržen v souladu s ustanoveními norem.
pokud jde o trvanlivost a odolnost proti zatížení.
- Mobilní bazénový výtah byl navržen v souladu s ustanoveními norem ČNR.

10011.


osob se zdravotním postižením v plaveckých bazénech a koupalištích a konkrétně umožňuje osobám s postižením (s pomocí obsluhy výrobku) vstupovat do vody a vystupovat z ní. Obsluha, která je uživatelem výrobku, musí při jeho používání a ovládání dodržovat ustanovení tohoto návodu.

- Jakékoli jiné než výše popsané použití výrobku je zakázáno.

Technické specifikace Maximální nosnost židle je 140 kg.

Maximální přípustná hmotnost cestujících (zatížení sedadla)	140 kg
Maximální rozsah pohybu ramene	1260 mm
Hloubka ponoření sedadla do vody	650 mm
Doba spouštění zatíženého sedadla do vody	20 sec.
Doba vytážení naloženého křesla z vody	25 sec.
Hmotnost výrobku připraveného k použití	135 kg
Akumulátor	24 V
Napájení	24 V
Vnější rozměry	1290 x 590 x 1560 H mm

Rozměry výtahu EcoPool



Oddíl C (BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE)

Základní bezpečnostní pokyny - Uživatel by se měl důkladně seznámit s návodem k obsluze

výtahu a je odpovědný za to, že

správné fungování výrobku.

- Pokud máte pochybnosti o tom, jak výtah ovládat, podívejte se do příručky znovu s příslušnou částí pokynů.
- Nikdy nejezděte s výtahem po nerovném povrchu nebo po strmých svazích. svahy. .
- Nepoužívejte výtah k přepravě osob s neznámou hmotností, která může přesáhnout přípustné zatížení výrobku.
- Výtah je určen pouze pro přepravu osob.
- Před jízdou se ujistěte, že je rameno se sedačkou zcela zvednuté. předloženy.
- Údržba, servis a nabíjení baterie nesmí být prováděny
vyjměte baterii z výtahu a dobijte ji.
- Tuto operaci smí provádět pouze vyškolený personál.
- Před zahájením přepravy se ujistěte, že cestující sedí stabilně na sedadle a že je připoután dvoubodovým břišním pásem.

Bezpečnostní prvky:

- BRZDY NA ZADNÍCH KOLECH

Na zadních kolech jsou instalovány bezpečnostní brzdy. Musí být aktivovány, jakmile je výtah umístěn na okraji bazénu.

Vždy dbejte na to, aby přední kola byla alespoň 10/15 cm od okraje bazénu.

Jakmile je výtah pomocí brzd znehybněn, je možné jej spustit a zvedání sedících cestujících.

- MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě výpadku napájení systému je výtah vybaven možností

RUČNÍHO NOUZOVÉHO PROVOZU. Zkoušky potvrdily, že k této situaci dochází především

Zkoušky potvrdily, že k této situaci dochází především v případě, že akumulátory nejsou správně nabitě podle požadavků tohoto návodu.

tohoto návodu.

Zvednutí sedačky ze spuštěné polohy do vody je možné ručním zvednutím sedačky.

horní části ramene, ke kterému je sedadlo spolujezdce připevněno.



Oddíl D (OPERÁTOR)

Základní požadavky

Uživatel bazénového výtahu musí být velmi dobře obeznámen s následujícími informacemi se všemi podrobnostmi o provozu výrobku. Musí také dodržovat následující požadavky:

Fyzické požadavky

Dobrý zrak, sluch, koordinace pohybů, schopnost fyzicky zvednout jakýkoli předmět. povinnosti vyplývající z obsluhy zařízení. Absence jakéhokoli zdravotního stavu nebo zranění způsobující byt jen částečnou ztrátu plné fyzické zdatnosti. Střízlivost. Nepřítomnost stavu spojené se zneužíváním návykových látek.

Psychické požadavky

Schopnost pochopit a dodržovat všechny požadavky, varování a doporučení, příkazy a zákazy týkající se provozu výtahu. Schopnost udržet koncentraci a potřebnou péči k zodpovědnému a bezpečnému vykonávání práce. přeprava osob se zdravotním postižením.

Emocionální požadavky

Uživatel musí být sebeovládající se osobou, aby se dokázal vyrovnat se stresem a asistovat při

výtahu cestujícím v průběhu celé přepravní operace „do“ nebo „z“ výtahu. bazén.

Školení / praxe Tento návod si musí uživatel velmi pečlivě přečíst. Je nutné je nezbytné, aby všechna varování, štítky, provozní schémata a popisy ovládacích prvků.

DOPORUČENÍ PRO OBSLUHU:

DOPORUČENÍ PRO PROVOZOVATELE:

Před pravidelným používáním výtahu je nutné se důkladně seznámit s jeho obsluhou.

s výrobkem a všemi jeho součástmi a provést několik školení.

Ty spočívají v provedení kompletního cyklu používání (jízda, brzdění,

brzdění, znehybnění, spouštění, zvedání) bez zátěže (bez cestujícího). Poté na stránkách .

zopakujte trénink s plně způsobilou osobou (dvojníkem) jako spolujezdcem.

POZOR!

JAKÉKOLIV SPOUŠTĚNÍ NEBO ZVEDÁNÍ ZVEDACÍHO RAMENE

SE SMÍ PROVÁDĚT POUZE PO ZATÁHNUTÍ ZÁCHRANNÉ BRZDY.



Oddíl E (OVLÁDACÍ PRVKY)

OVLÁDACÍ PANEL



VYZDVIŽENÍ Z VODY (SMĚREM NAHORU).

SPOUŠTĚNÍ DO VODY (SMĚREM DOLŮ)

Ovládací prvky V této části naleznete popis ovládacích prvků pro ovládání výtahu.

1) Tlačítko spouštění

Tlačítko spouštění se nachází na ovládacím panelu výtahu ECOPOOL. Je označeno .

Pohyb se uskuteční, když tlačítko je to pomocí šipky směřující dolů.

je držena ve stisknuté poloze. Pokud tlačítko uvolníte, pohyb se rameno se zastaví.

2) Tlačítko výtahu Tlačítko UP se nachází na ovládacím panelu výtahu ECOPOOL.

Pohyb se uskuteční, když

To je označeno šipkou SIGNED TO THE TOP.

tlačítko je drženo ve stisknuté poloze. Pokud tlačítko uvolníte, pohyb ramene se zastaví.

3) MODUL ELEKTRICKÉHO POHONU A a) Tlačítko nouzového zastavení

Velké červené tlačítko ve tvaru hříbu umístěné na elektroinstalaci a modulu pohonu pod baterií.

Velké červené hříbovité tlačítko umístěné na elektrickém a pohonném modulu pod baterií. Zastaví systém v nouzové nebo nebezpečné situaci.

Nouzové nebo nebezpečné situace. Tlačítko se po aktivaci zablokuje ve stisknuté poloze. Na uvolníte tak, že za něj mírně zatáhnete a zároveň jím otočíte ve směru hodinových ručiček. rzybka, umiejscowiony na module elektryczno-napędowym pod akumulatorem. Zatrzymuje on działanie systemu w nagłych sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia. Przycisk po uruchomieniu blokuje się w pozycji wciśniętej. Aby go zwolnić należy go lekko pociągnąć obracając jednocześnie w prawo.



TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

b) BATERIE Baterie výtahu ECOPOOL je umístěna v elektrickém a pohonném modulu v zadní části výrobku. Pro dobití baterie je nutné baterii VYJMOUT z jejího montážního držáku. PO odpojení baterie od výtahu je nutné ji PŘIPOJIT k elektrické zásuvce pomocí dodaného NAPÁJECÍHO KABELU.

POZOR:

Nabíjení akumulátoru by se mělo provádět v místech bez chlóru a vlhkosti.

4. ELEKTRICKÝ A POHONNÝ MODUL B

a) Tlačítko nouzového zastavení

Velké červené hřibovité tlačítko umístěné na horní straně elektromotorického modulu pohonného modulu. Zastaví provoz systému v případě nouze nebo nouzových situacích. Po aktivaci se tlačítko zablokuje ve stisknuté poloze. Pro jeho uvolnění mírně za něj zatáhněte a zároveň jím otáčejte ve směru hodinových ručiček.

TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

Páka baterie



b) LED diody a přídavná tlačítka pro zdvihání a snížení

Zleva doprava tři kontrolky LED indikující stav nabíjení

baterie, dva tlačítka ▲ i ▼ obsluha

jedna dioda pro indikaci zvedání/spouštění ramene výtahu, jedna dioda pro indikaci poruchy.


výtahu a jedna dioda pro indikaci zablokování výtahu.

Kontrolky stavu nabíjení baterie

Kontrolka poruchy

Tlačítka pro zvedání/spouštění zvedacího ramene

Kontrolka zámek zvedáku



c) BATERIE

Baterie výtahu ECOPOOL je umístěna v elektrické a modulu pohonu v zadní části výrobku. Chcete-li ji nabít, vytáhněte **gumovou zátku ve sp**odní části modulu elektrického pohonu a PŘIPOJTE baterii k elektrické zásuvce, a to pomocí NAPÁJECÍHO KABELU, který je součástí sady. Chcete-li vyměnit výměnu akumulátoru za nový je nutné VYJMOUT akumulátor z držáku. z držáku baterie vytažením páčky baterie směrem nahoru. (viz fotografie v horní části stránky).



Oddíl F (NÁVOD K POUŽITÍ) Úvod

V této části je popsán celý soubor kroků nezbytných pro správnou funkci výtahu. a jejich správné pořadí.



NEBEZPEČÍ: Jízda výtahu po plochách, které nejsou zcela vodorovné, je zakázána!



UPOZORNĚNÍ: Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou všechny funkce a bezpečnostní prvky fungují správně.

PŘENOS ZAŘÍZENÍ

Výtah není samohybný, a proto jej může obsluha pohánět pouze tlačení nebo tažením. Zařízení se pohybuje pomocí 2 rukojetí pro tlačení/tažení umístěných po stranách ovládacího sloupku; za bezpečný pohyb výtahu a cestujícího odpovídá obsluha. Obsluha je rovněž odpovědná za posouzení situace na bazénu a výběr okraje bazénu, který umožní bezpečný přesun cestujícího do vody nebo z vody.



MANÉVROVACÍ
PŘÍČKA S
DRŽADLY

Přeprava cestujících

Přestup cestujícího zahrnuje dvě operace: spuštění pohyblivého zařízení rameno se sedadlem do vody (pohyb dolů) a jeho vytažení z bazénu (pohyb nahoru).

Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy, je nutné provést všechny tyto operace v uvedeném pořadí.

Krok 1: Umístěte zvedák PROSTOPADLE k okraji bazénu tak, aby přední kolečka byla blízko okraje, ale nepřejížděla přes něj.



BEZPEČNOSTNÍ PARKOVACÍ BRZDA U ZADNÍHO KOLA	GUMOVÁ ZÁTKA	PŘEDNÍ KOLA	POOL EDGE
---	--------------	-------------	-----------


PŘED ZAHÁJENÍM SPOUŠTĚNÍ NEBO ZVEDÁNÍ SEDAČKY MUSÍ OBSLUHA ZAJISTIT, ABY PŘEDNÍ KOLA ZVEDÁKU BYLA 10/15 CM OD OKRAJE BAZÉNU.

Krok 2: Aktivujte brzdy na zadních kolech zvedáku tak, že špičkou nohy zatlačíte na brzdový pedál.
brzdové páky.

- BRZDY NA ZADNÍCH KOLECH




- AKTIVNÍ LEVÁ BRZDA



- BRZDOVÁ PÁKA




Krok 3: Zkontrolujte, zda je poloha výtahu stabilní a bezpečná Krok 4: Vezměte ovládací panel připojený k výtahu spirálovým kabelem.

Krok 5: Stiskněte tlačítko spouštění  na ovládacím panelu. Po celou dobu této operace musí být stisknuto tlačítko spouštění; Po uvolnění tlačítka se pohyb ramene zastaví.

Pokud se výtah porouchá, okamžitě uvolněte tlačítko „dolů“.

Krok 6: K provedení této činnosti je zapotřebí druhá osoba - pomocník, která vstoupí do bazénu, odepne bezpečnostní pás spolujezdce (pás musí být vždy zapnutý) a odepne ho. (pás musí být vždy zapnutý před zahájením jakékoliv zvedací činnosti) a pomůže osobě se zdravotním postižením. sestoupit ze sedačky do vody. Vyjmutí osoby z bazénu Opakujte všechny kroky 1 až 3. Poté: Krok 7: Stejně jako v kroku 6 je třeba, aby ve vodě pomáhala další osoba. cestujícího a pomáhá mu stabilně sedět na sedadle a zapnout bezpečnostní pás.

Krok 8: Stiskněte tlačítko zdvihu  na ovládacím panelu. Sedadlo se začne vznášet voda. Po celou dobu této operace musí být stisknuto tlačítko zdvihu; Po uvolnění tlačítka se pohyb ramene zastaví.

Krok 9: Odblokujte brzdy pomocí blokovacích páček; Krok 10: Zatáhněte za manévrovací páčky, aby se zvedák vzdálil od okraje bazénu.

Upozornění: Za správné používání výtahu ECOPOOL odpovídá provozovatel. Provozovatel musí dodržovat pravidla BEZPEČNOSTI jak pro cestující (sedící na sedadle), tak pro sebe (osoba řídící výrobek).

Oddíl G (ÚDRŽBA) Úvod

Veškerá údržba prováděná na výrobku, ať už uživatelem, nebo uživatelem, musí být prováděna v souladu se zákonem.

autorizovaným servisním střediskem, musí být zaznamenána v servisní knížce.

Elektrické součásti a spoje výtahu nesmí být vystaveny působení

dlouhodobě vystaveny povětrnostním vlivům ani nepřicházejí dlouhodobě do styku s vodou.

kontakty s vodou po dlouhou dobu. K čištění se nedoporučuje používat tlakové myčky.

výrobku se nedoporučuje, protože mohou způsobit jeho poškození.

Všechny části výtahu jsou chráněny proti korozi pomocí

epoxidovou pryskyřicí. Přesto je důležité pravidelně kontrolovat jejich stav.

Přesto je důležité pravidelně kontrolovat stav všech dílů a v případě potřeby nanést nový antikoroziční nátěr.

Pokud je to nutné.

Kontrolní seznam

Následující seznam popisuje všechny nezbytné úkony údržby, které jsou nutné pro udržení výrobku v dobrém technickém stavu, a jejich četnost.

Každých 6 měsíců:

- Kontrola čepů a závěsů.
- Kontrola upevňovacích bodů bezpečnostních pásů.
- Kontrola elektrických konektorů.

Každých 12 měsíců:

- Kontrola kalibrace elektrického systému a účinnosti součástí pomocí rozsah bezpečnosti.
- Kontrola rámu a nosné konstrukce.
- Kontrola a případná výměna výstražných štítků.

Všechny bezpečnostní komponenty, elektrické a ovládací prvky a

mechanické součásti musí být důkladně zkontrolovány v autorizovaném servisním středisku.

servis, pokud výrobek nebyl používán po dobu 3 měsíců nebo déle.

NEZAPOMEŇTE NA REGULÁRNÍ DOBÍJENÍ BATERIE

UDRŽOVAT BATERII V OPTIMÁLNÍM STAVU A

PŘEDPISY

SPRÁVNÝ PROVOZ VÝTAHU. NA BATERII SE VZTAHUJE 6MĚSÍČNÍ

ZÁRUKA.

SERVISNÍ PŘÍRUČKA VÝTAHU ECOPOOL

• HLOUBKOVÁ KONTROLA SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

Seznam ovládacích prvků:

- Zkontrolujte následující části výtahu a v případě potřeby proveďte následující úkony
údržbu s pomocí autorizovaného servisního technika. Po 6 měsících provozu

-
- Kontrola šroubů, čepů a spojů.
 - Kontrola upevňovacích bodů bezpečnostních pásů a spon.
 - Kontrola součástí, elektrických konektorů a kabeláže.

Každých 12 měsíců

- Kontrola bezpečnostních prvků.
- Kontrola nastavby z hlediska prasklin, ohybů, promáčklin a jiných poškození.
- Kontrola informačních štítků a jejich výměna, pokud již nejsou čitelné.
- Kontrola šroubů, čepů a závěsů.
- Kontrola upevňovacích bodů a spon bezpečnostních pásů.
- Kontrola součástí, elektrických konektorů a kabeláže.
- Kontrola činnosti a stability kol.
- Kontrola činnosti brzd.

Všechny bezpečnostní komponenty, elektrické a řídicí komponenty a mechanické komponenty musí být
a mechanické součásti musí být důkladně zkontrolovány odborníkem.
autorizované servisní středisko, pokud výrobek nebyl používán po dobu 3 měsíců
nebo déle.

POZNÁMKA: POKUD BUDE VÝTAH DELŠÍ DOBU MIMO PROVOZ, ODPOJTE SPIRÁLOVÝ PROPOJOVACÍ KABEL OD MODULU POHONU SPOLU S OVLÁDACÍM PANELEM. TÍM ZABRÁNÍTE RIZIKU NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ VÝTAHU.

Veškeré práce na údržbě a opravách prováděné oběma

Veškeré práce na údržbě a opravách provedené jak provozovatelem, tak autorizovaným servisním střediskem, musí být zaznamenány v knize údržby a oprav. servisní knize.

Součásti a elektrické spoje musí být řádně chráněny a stíněny. před čištěním výrobku.

Tlakové myčky mohou způsobit poškození elektrických součástí elektrického zařízení.

VŠECHNY UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY A SERVISU ZAZNAMENÁVEJTE DO TABULKY NA STRANĚ 20 TÉTO PŘÍRUČKY.

- ÚDRŽBA BATERIE

Aby byla baterie v optimálním stavu, je třeba ji nabíjet.

Je nutné ji nabíjet 1-2krát týdně po dobu nejméně 10 hodin, bez ohledu na to, zda je v daném okamžiku nabitá. zda byl ECOPOOL během této doby používán, či nikoliv.

- SPOUŠTĚNÍ ŽIDLE DO VODY

Maximální dosažitelné ponoření sedadla do vody je 650 mm.

Zvedák používejte v následujícím rozsahu: od úrovně 0 cm (hladina vody v sedačce) do úrovně 0 cm (hladina vody v sedačce).

v bazénu na úrovni země) do -40 cm (hladina vody v bazénu 40 cm).

pod úrovní země).

- MOŽNOST POUŽÍVAT VÝROBEK V BAZÉNECH S RŮZNÝMI OKRAJI

(FOTO 1) Žádný problém.



(FOTO 2) Žádný problém.



(FOTO 3) Žádný problém.

(FOTO 4) Žádný problém.



(FOTO 5) Žádný problém.



(FOTO 6) Žádný problém.



Příklad 1: Okraj bazénu vyvýšený nad úroveň terénu.

Je vyžadována hliníková rampa o minimální šířce 60 cm. Výška rampy musí odpovídat výšce okraje bazénu. Doporučujeme rampu trvale připevnit k zemi pomocí minimálně 4 upevňovacích bodů. rokości minimum 60 cm. Wysokość rampy musi być równa wysokości krawędzi basenu. Zalecamy trwałe mocowanie rampy do podłoża przy użyciu minimum 4 punktów mocowania.



AKTIV

Web: www.aktiv.cz

Adresa: Paměťice 17, 397 01 Drhovle u Písku

Zákaznická linka: +420 382 210 854

www.digiproject.biz

