



AKTIV

Web: www.aktiv.cz

Adresa: Paměťice 17, 397 01 Drhovle

Telefon: +420 382 210 854

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ref:0806235

Ref:0806235 MYTÍ HLAVY S PUMPOU

Ref:0806232

VANIČKA NA MYTÍ HLAVY S PUMPOU

Ref:0806232

VAK NA SPRCHOVÁNÍ



Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležitá bezpečnostní pokyny

ÚČEL POUŽITÍ: Tentoproductumožňujemýtvlasylidem, kteříjsouupoutánina lůžko.Můžejitaképoužívatkdokolia jakopřenosnouvanu.

OBSAH:

1. Nafukovacíumyvadlo hadicíprou snadné vypouštěnívody.2. Plastovátrubicea šňůra.



Vanička



Vak na sprchování

CHARAKTERISTIKA:

1. Koupelnovéumyvadlo, dvojitěvyztuženépro většíodolnosta pohodlí.Kdispozici také vypouštěcímventilema hadicíprou snadnéa rychlévypouštěnívody.Svodním vakempro případnepřístupnéhopřístupukezdrojivody, volitelně(0806232)

NÁVOD NA PŘÍPRAVU K POUŽITÍ:

1. Nafoukněteumyvadlo. Chcete-li jevypustit, držteventil a bočnístěnystlačené,
2. dokudse zcelanepustí.
3. Umístěteumyvadlona rovnýpovrch.
Umístěte vypouštěcíhadicido umyvadlanebodřezu, ujistětese, žeje níženež umyvadlo, aby vodaneprotékala.

4. Otevřete vypouštěcí ventil při používání umyvadla vypouštěním vody

5. Umístěte umyvadlo pod krkuživatele, dokud se nebude cítit pohodlně.



POZNÁMKA: Vyobrazený vak na vodu je volitelný (0806232)



Vak na vodu

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Pokud jednohoden zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí: Ne likvidujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem. Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí také recyklací součástí produktu.

POKYNY

K

ČIŠTĚNÍ

Umyjte umyvadlo jemným antiseptickým mýdlem. Očistěte je vlhkým hadříkem, opláchněte čistou vodou a poté osušte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiná rozpouštědla. Neperte je v pračce a k sušení nepoužívejte sušičku. K čištění nepoužívejte parní čistič.

POZOR (!):

V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu **NEPOUŽÍVEJTE** produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce. Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu **MOBIAKS**. A odmítáme škerou odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu **MOBIAKS**. A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Existuje $\pm 3\%$ odchylka rozměrů produktů.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Pokud nečetete tuto uživatelskou příručku, je lepší nepoužívat tento produkt ani jinou dostupnou součást. Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostní opatření, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození. Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla. Uchovávejte tento dokument pro budoucí použití. Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nepokoušejte se zvedat výrobek za odnímatelné části. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.

ZÁRUKA: Na produkt je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data

zakoupení. Záruka se

vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu. Také se NEVZTAHUJE na díly, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud je to relevantní) a dopravci. Není použit žádný servis nebo náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem produktu. Přepravní náklady na záruční zboží hradí koncový uživatel-zákazník nebo prodejce.

The logo for AKTIV is displayed in white text on a blue rectangular background. The letters 'A', 'K', 'T', and 'V' are in a bold, sans-serif font. The letter 'I' is replaced by a stylized white footprint icon.

Web: www.aktiv.cz

Adresa: Pamětice 17, 397 01 Drhovle

Telefon: +420 382 210 854