



**MOPEDIA®**

## **CHODÍTKA – NÁVOD K POUŽITÍ**

---

## OBSAH

1. KÓDY .....	str.3
2. ÚVOD.....	str.3
3. POUŽITÍ.....	str.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE.....	str.3
5. UPOZORNĚNÍ .....	str.4
5.1 obecná varování.....	str.4
5.2 varování pro použití.....	str.4
5.3 varování stability.....	str.4
5.4 pokyny pro montáž.....	str.4
6. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	str.5
7. POKYNY PRO MONTÁŽ.....	str.5
7.1 před montáží.....	str.5
7.2 sestava modelu RP540.....	str.5
7.2.1 zavírání chodítka.....	str.5
7.2.2 instalace a seřízení držadel.....	str.6
7.2.3 instalace úložného vaku.....	str.6
7.2.4 sedlo .....	str.6
7.2.5 plošiny.....	str.6
7.3 sestava modelu RP545 .....	str.6
7.3.1 zavírání chodítka.....	str.7
7.3.2 instalace a seřízení držadel.....	str.7
7.3.3 instalace úložného vaku.....	str.7
7.3.4 sedlo .....	str.7
7.4 sestava modelu RP550 - RP551 .....	str.7
7.4.1 zavírání chodítka.....	str.8
7.4.2 instalace a seřízení držadel.....	str.8
7.4.3 montáž opěradla.....	str.8
7.4.4 instalace úložného vaku.....	str.8
7.4.5 sedlo .....	str.8
8. ZPŮSOB POUŽITÍ.....	str.8
9. BRZDY.....	str.9
9.1 brzdy.....	str.9
9.2 brzdový zámek.....	str.9
10. ÚDRŽBA.....	str.9
11. ČIŠTĚNÍ.....	str.9
12. PÉČE O KOLA.....	str.9
13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	str.9
14. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str.10
15. ZÁRUKA .....	str.10
15.1 opravy .....	str.11
15.2 části .....	str.11
15.3 výjimky.....	str.11

**CE** Legislativní vyhláška o zdravotnických prostředcích třídy I č. 24/02/97 č.46 provedení směrnice 93/42 / EHS a následné změny

### 1. KÓDY

RP540	Chodítko 4 kola se sedadlem a stupačkami GAYA 2.0
RP545	Chodítko 4 odnímatelná kola se sedadlem OCEANO 2.0
RP550	Chodítko 4 kola se sedadlem URANO 2.0
RP551	Chodítko 4 kola s brachiální podporou SATURNO

### 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko z řady MOPEDIA od Moretti S.p.a. Chodítko MOPEDIA by Moretti S.p.a byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám pro praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje malé tipy pro správné používání zvoleného zařízení a cenné tipy pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zakoupeného chodítka pozorně přečetli celou příručku. V případě pochybností se obraťte na prodejce, který vám pomůže a poradí vám správně.

### 3. POUŽITÍ

Toto chodítko je určeno pro lidi s obtížemi chůze a může být použito jako pomůcka pro usnadnění chůze. Chodítko poskytuje větší stabilitu, podporu a bezpečnost při jízdě. V žádném případě ho nemohou používat lidé s viditelně slabými funkcemi rukou a nebo paží a lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít jak venku, tak uvnitř. Doporučujeme jej používat pouze na povrchu, kde se všechna kola dotýkají země. Nesmí se používat na skalnatém terénu nebo na nakloněných rovinách, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo jiného materiálu.

#### **POZOR!!**



- Použití následujícího zařízení pro jiné účely, než které jsou uvedeny v této příručce, je zakázáno.
- Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zařízení nebo jiným použitím, než je uvedeno v této příručce.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na zařízení a následující příručce bez předchozího upozornění, aby se zlepšily jeho vlastnosti.

### 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

MORETTI S.p.A. prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že produkt vyráběný a uváděný na trh společností MORETTI S.p.A. a součást chodítek splňuje příslušná ustanovení směrnice 93/42 / EHS o zdravotnických prostředcích. Za tímto účelem MORETTI S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou vlastní odpovědnost:

1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky vyžadované přílohou I ° směrnice 93/42 / EHS, jak je stanoveno v příloze VII ° výše uvedené směrnice.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Dotyčná zařízení NEJSOU URČENÁ KLINICKÝM ŠETŘENÍM.
4. Dotyčná zařízení se prodávají v nesterilních obalech.
5. Dotyčná zařízení se považují za zařízení patřící do třídy I °.
6. NENÍ POVOLENO používat a / nebo instalovat dotyčná zařízení mimo zamýšlené použití předpokládané společností MORETTI S.p.A.
7. MORETTI S.p.A. udržuje a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující soulad se směrnicí 93/42 / EHS.

## 5. UPOZORNĚNÍ

### 5.1 Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte produkt před přečtením a porozuměním této příručky pokynů. Pokud nedokážete porozumět výstrahám, bezpečnostním opatřením a pokynům, obraťte se na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál před pokusem o instalaci produktu, abyste předešli poškození nebo zranění;
- Poradte se se svým lékařem nebo terapeutem a zjistěte přiměřenost produktu, správné nastavení a správné použití chodítka;
- Váš lékař nebo terapeut by měl přispívat k výškové úpravě chodítka pro maximální podporu, pro správnou aktivaci brzdy, pro správnou montáž obecně;
- Chodítka nejsou určeny pro použití s vlastním pohonem;

### 5.2 Varování

1. Vždy se ujistěte, že je brzdový kabel správně upevněn.
2. Po každém nastavení výšky vždy zkontrolujte správnou funkci brzdy, abyste zabránili volnému a nadměrnému ohybu kabelu.
3. Nedodržení těchto jednoduchých varování může vést ke zranění osob.
4. Chodítko lze použít pouze na pevném a rovném povrchu. Nepoužívejte jej na schody!
5. Pro udržení rovnováhy se vždy opírejte o obě držadla.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokrým, ledovým nebo sněhovým povrchům.
7. Nepřetěžujte chodítko
8. Nepoužívejte sedačku (pokud je přítomna) k přepravě věcí nebo osob; sedadlo je určeno pro sedadlo uživatele s parkovací brzdou;
9. Všechna kola musí být vždy v kontaktu s podlahou během používání k zajištění správné vyváženosti válců a maximální bezpečnosti.
10. Před použitím sedadla musí být zabrzděna parkovací brzda.

**!!! Při používání chodítka ve stojící poloze musí být parkovací brzda zablokována**

### 5.3 Nosnost

- Chodítko poskytuje pomoc jednotlivci o hmotnosti až 136 kg, včetně nakládání tašky.
- Hmotnost pytle / koše je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení.

### 5.4 Pokyny pro montáž

- Po namontování nebo otevření kladky se ujistěte, že je opěra sedadla na obou stranách zajištěna, a zkontrolujte, zda je bezpečnostní zařízení upevněno ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou obě opěrné trubky držadla správně zasunuty do konstrukce a upevněny pomocí zajišťovacích knoflíků zajištěných v hlavní podpěře relativními křídlovými maticemi a knoflíky bez pohybu.
- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby nedošlo ke zhoršení jejich stability.

**!!!Během fáze otevírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů nebo oděvu**

## 6. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- Všechny části chodítka jsou bezpečně uzamčeny
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
- Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěno (pokud ne, zatlačte sedadlo dolů směrem k rámu)
- Ujistěte se, že je pojistka sedadla správně zasunuta
- Zkontrolujte správnou funkci brzd


## 7. POKYNY PRO MONTÁŽ

### 1. Před montáží

Vybalte produkt a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození chodítka kontaktujte nejbližšího prodejce.

### 2. Model RP540

- Chodítko se dodává se stupačkami zabalenými samostatně.
- Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě trubky do svislých stojek.



- Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v zajištěné poloze.
- Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá sklon se uzavírat působením malé boční síly.
- Namontujte stupačky

**VAROVÁNÍ!** Ujistěte se, že jsou knoflíky správně zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá tendenci se uzavírat působením malé boční síly. Při připojování řídítek a kol buďte opatrní, abyste si nezvlnili brzdové kabely.



### 1. Zavírání chodítka

Zvedněte pásku silně nahoru na sedadle a zavřete chodítko

### 2. Instalace a seřízení držadel

Vložte držadla do struktury. stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. Opakujte pro opačnou stranu a ujistěte se, že jsou obě držadla bezpečně zajištěna a ve stejné výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými držadly, které splňují všechny potřeby uživatelů.



### VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl zápěstí ve výšce držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° - 30 ° při použití chodítka.

### 3. Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na držák sedadla.



**VAROVÁNÍ!** Maximální kapacita pytle je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení.

### 4. Sedadlo

Před sezením položte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. V případě potřeby otočte opěradlem. Ujistěte se, že je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítko ve stabilní poloze.



**VAROVÁNÍ!** Posadte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. Nesedejte si a tlačte pouze na jednu stranu.

### 5. Plošina


Vložte stupačky v příslušných kolíčcích. Pokud to není nutné, uložte je podle obrázku a zajistěte je sponami.



#### 7.3 Model RP545

- Otočte kolo správným směrem, uvolněte pásku, která blokuje zadní kola a zajistěte zadní a přední kola pomocí dodaných knoflíků

-Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě trubky do svislých stojek.



-Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v blokovací poloze, a poté zajistěte bezpečnostní sponu.

**VAROVÁNÍ!** Ujistěte se, že jsou knoflíky správně zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá sklon se uzavírat působením malé boční síly. Při připojování řídek a kol buďte opatrní, abyste si nebrzdili kabely brzdy.



### 1. Zavírání chodítka


Zvedněte pásku silně nahoru na sedadle a zavřete chodítko.

### 2. Instalace a seřízení držadel

Vložte držadla do struktury. Stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. Opakujte pro opačnou stranu a ujistěte se, že jsou obě držadla bezpečně zajištěna a ve stejné výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými držadly, které splňují všechny potřeby uživatelů.

#### VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl zápäsi ve výšce držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° - 30 ° při použití chodítka.



### 3. Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na opěru sedadla a upevněte pásy suchého zipu ke konstrukci.



**VAROVÁNÍ!** Maximální kapacita pytle je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení

### 4. Sedadlo


Před sezením položte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. Ujistěte se, že je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítko ve stabilní poloze





**VAROVÁNÍ!** Posadte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. Nesedejte si a tlačte pouze na jednu stranu.

### 7.4 Model RP550 - RP551

- Pokud je bezpečnostní zámek zasunutý, uvolněte jej
- Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě trubky do svislých stojek.



Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v blokovací poloze, a poté zajistěte bezpečnostní sponu.



- Otočte sloupky kol a zajistěte je pomocí čepu, jak je znázorněno na obrázku.



**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím se vždy ujistěte, že chodítka nemá tendenci se uzavírat působením malé boční síly. Při připojování řídítek a kol buďte opatrní, abyste si nebrzdili kabely brzd.

### 1. Zavírání chodítka

Zvedněte sedadlo nahoru a zavřete chodítka

### 2. Montáž a seřízení držadel

Vložte držadla do konstrukce a řádně je zajistěte. Chodítka je vybaveno výškově nastavitelnými držadly prostřednictvím utahovacích ručních koleček, která uspokojí všechny potřeby uživatelů.



### UPOZORNĚNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl zápěstí ve výšce držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° - 30 ° při použití chodítka.

### 3. Montáž opěradla

Vložte opěradlo do speciálních plastových vodiček na konstrukci.

### 4. Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na opěru sedadla a upevněte pásky suchého zipu ke konstrukci.



### UPOZORNĚNÍ

Maximální kapacita vaku je 5 kg. Nepřetěžujte koš, abyste se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení!

### 5. Sedlo

Před sezením položte chodítka na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. Ujistěte se, že je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítka ve stabilní poloze.



### UPOZORNĚNÍ!

Posaďte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. Nesedějte si a netlačte pouze na jednu stranu.

## 8. ZPŮSOB POUŽITÍ

- Začněte tlačit, když jste vzpřímeně, oběma rukama na držadlech;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, aby nedošlo k uklouznutí;
- Při chůzi udržujte svislou polohu s pohledem směřujícím dopředu a ne dolů ;
- Netlačte na chodítka příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit nepřiměřené pády a zatížení ;
- Nepoužívejte chodítka k překonání kroků větších než 20 mm ;
- Při venkovním použití dávejte přednost náležitě připraveným;
- Chcete-li překonat malé překážky, použijte zadní opěrky nohou ke zvednutí přední části chodítka (pouze modely RP540 - RP545 - RP550 - RP551)



## 9. BRZDY

Správné fungování brzd závisí na opotřebení a nečistotách nahromaděných na kolech. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

### 1. Pomocí brzd

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte za brzdové páčky prsty nahoru, dokud se chodítko zpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte brzdové páčky.

### 2. Brzdový zámek (parkovací brzda)

Když uslyšíte „cvaknutí“, zatlačte na brzdové páky dlaní ruky. Zvedněte brzdové kliky uvolněním z polohy zastavení.



**UPOZORNĚNÍ!** Když je uživatel v klidu, musí být brzdy zablokovány

## 10. ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA od Moretti S.p.A. v okamžiku uvedení na trh jsou pečlivě zkontrolovány a opatřeny značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo autorizovaná laboratoř zkontrolovala vhodnost pro použití vašeho chodítka alespoň každé 2 roky. V případě opravy se smí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost výrobku závisí na jeho použití, údržbě, skladování a čištění.











## 11. ČIŠTĚNÍ











K čištění součástí používejte pouze vlhký hadřík s neutrálními čisticími prostředky. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče ani abrazivní nebo špičaté předměty, protože by mohly poškodit produkt.











## 12. PÉČE O KOLA











1. Vyčistěte kola vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Osušte čistým hadříkem.
2. Pravidelně promazávejte kola

## 13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Serie GAYA 2.0										
Kód produktu	RP540									
Sedlo	45x31 cm									
Struktura	Hliník									
Rozměry a hmotnost										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136

Serie OCEANO 2.0										
Kód produktu	RP545									
Sedlo	45x20 cm									
Struktura	Hliník									
Rozměry a hmotnost										
										
RP545	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136

Serie URANO 2.0										
Kód produktu	RP550									
Sedlo	44x24 cm									
Struktura	Hliník									
Rozměry a hmotnost										
										
RP550	70	77 94	55	62	48	28	7,5	20	20	136

Serie SATURNO										
Kód produktu	RP551									
Sedlo	44x24 cm									
Struktura	Hliník									
Rozměry a hmotnost										
										
RP551	70	115-130 Předloktí 100-115	56	68	52	28	7,9	25	20	136

Míry jsou vyjádřeny v cm a mohou se lišit o  $\pm 0,5$  cm

#### 14. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohledně náhradních dílů a příslušenství viz Moretti S.p.A.

#### 15. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje produktu, s výjimkou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo modifikace produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné zamýšlené použití produktu je uvedeno v uživatelské příručce.

Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo cokoli jiného způsobeného nebo spojeného s instalací a / nebo používáním zařízení, které nespolupracuje v souladu s pokyny uvedenými v příručkách k instalaci, montáži a použití.

Moretti nezaručuje výrobky Moretti za poškození nebo vady za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neoprávněná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s napájením (pokud jsou k dispozici), použití částí nebo součástí nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodů k použití, neoprávněným úpravám, poškození při přepravě (kromě původní přepravy společností Moretti) nebo z neprovedení údržby, jak je uvedeno v příručce. Na opotřebené součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je škoda způsobena běžným používáním produktu.

## 1. Opravy

**Záruční oprava:** V případě, že produkt Moretti má během záruční doby vady materiálu nebo zpracování, společnost Moretti vyhodnotí se zákazníkem, zda se na vadu produktu vztahuje záruka. Moretti může podle svého výhradního uvážení vyměnit nebo opravit předmět záruky, u specifikovaného prodejce Moretti nebo v jeho centrále. Mzdové náklady spojené s opravou produktu může nést Moretti, pokud se zjistí, že na opravu se vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neobnovuje ani nerozšiřuje záruku.

**Oprava produktu, na který se záruka nevztahuje:** Produkt, na který se záruka nevztahuje, lze vrátit k opravě až po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plném rozsahu zákazník nebo prodejce. Opravy na výrobky, na které se záruka nevztahuje, jsou garantovány po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy obdržíte opravený produkt.

**Vadné výrobky:** Zákazník bude informován, pokud Moretti po kontrole a testování vráceného produktu dojde k závěru, že produkt není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a náklady na dopravu v důsledku vrácení hradí zákazník.

## 2. Části

Originální náhradní díly MORETTI jsou garantovány po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy obdržíte náhradní díl.

### 15.3 Doložky o vyloučení odpovědnosti

Kromě případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona Moretti nenabízí žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a ne interference. Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřetržité nebo bezchybné. Doba trvání předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení trvání předpokládané záruky ani vyloučení nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá vyloučení nebo omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



## CERTIFIKÁT ZÁRUKY

Výrobek \_\_\_\_\_

Datum pořízení \_\_\_\_\_

Autorizovaný prodejce \_\_\_\_\_

Ulice \_\_\_\_\_ Místo \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Ulice \_\_\_\_\_ Místo \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.

**INDEX**

<b>1. CODES.....</b>	<b>pag.14</b>
<b>2. INTRODUCTION .....</b>	<b>pag.14</b>
<b>3. INTENDED USE.....</b>	<b>pag.14</b>
<b>4. DECLARATION OF CONFORMITY EC .....</b>	<b>pag.14</b>
<b>5. WARNINGS .....</b>	<b>pag.15</b>
5.1 General warnings .....	pag.15
5.2 Warnings for use.....	pag.15
5.3 Stability warnings.....	pag.15
5.4 Assembling warnings.....	pag.15
<b>6. BEFORE USE.....</b>	<b>pag.15</b>
<b>7. ASSEMBLING INSTRUCTION .....</b>	<b>pag.16</b>
<b>7.1 Before assembling the product .....</b>	<b>pag.16</b>
<b>7.2 Assembling model RP540 .....</b>	<b>pag.16</b>
7.2.1 Folding the rollator.....	pag.16
7.2.2 Installation of the handles and adjustable handles.....	pag.16
7.2.3 Bag installation .....	pag.16
7.2.4 Seat.....	pag.17
7.2.5 Footrest.....	pag.17
<b>7.3 Assembling model RP545.....</b>	<b>pag.17</b>
7.3.1 Folding the rollator.....	pag.17
7.3.2 Installation of the handles and adjustable handles .....	pag.17
7.3.3 Bag installation .....	pag.18
7.3.4 Seat.....	pag.18
<b>7.4 Assembling models RP550 - RP551.....</b>	<b>pag.18</b>
7.4.1 Folding the rollator.....	pag.19
7.4.2 Installation of the handles and adjustable handles.....	pag.19
7.4.3 Installation of the backrest.....	pag.19
7.4.4 Bag installation.....	pag.19
7.4.5 Seat.....	pag.19
<b>8. HOW TO USE .....</b>	<b>pag.19</b>
<b>9. BRAKES .....</b>	<b>pag.19</b>
9.1 To brake.....	pag.19
9.2 Lock the brake (handbrake).....	pag.19
<b>10. CARE AND MAINTANANCE.....</b>	<b>pag.20</b>
<b>11. CLEANING .....</b>	<b>pag.20</b>
<b>12. WHEEL CARE .....</b>	<b>pag.20</b>
<b>13. TECHNICAL FEATURES .....</b>	<b>pag.20</b>
<b>14. SPARE PARTS / ACCESSORIES.....</b>	<b>pag.21</b>
<b>15. WARRANTY.....</b>	<b>pag.21</b>
15.1 Repairing.....	pag.22
15.2 Spare parts .....	pag.22
15.3 Exempt clauses .....	pag.22

**CE** I Class Medical Device according to directive 93/42/EEC  
and subsequent amendments

### 1. CODES

RP540	4-wheel aluminum rollator with seat and footrest GAYA 2.0
RP545	4-wheel aluminum rollator demountable with seat OCEANO 2.0
RP550	4-wheel aluminum rollator with seat URANO 2.0
RP551	4-wheel aluminum rollator with seat and antibrachial support SATURNO

### 2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a MOPEDIA range rollators by Moretti S.p.A. MOPEDIA range rollators manufactured by Moretti S.p.A. are designed to satisfy all your requirements for practical, correct and safe use. This manual provides some useful suggestions for correctly using the device you have selected and offers valuable advice for your safety. We recommend reading the entire manual carefully before using the rollator you have purchased. Should you have any queries, please contact your retailer for proper advice or assistance.

### 3. INTENDED USE

This rollator fit for people with movement problems. Can be used as assistance to facilitate ambulation or even servo-assisted ambulatory. Anyway, it can't be used by people with evident malfunction of the hand or the arm, even by people with balance problems. The rollator can be used inward and outward. We recommend using on flat surface where the wheels can reach the land. It can't be used on rock ground or on slanted area as the rollator can be unstable. The device is not intended to carry people or things.

#### WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice

### 4. DECLARATION OF CONFORMITY EC

Moretti S.p.A. declare under sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to rollator range are in accordance with the European Directive on Medical devices (93/42/EEC). Moretti S.p.A. guarantees and declared under sole responsibility what follow:

1. The devices under discussion satisfy the essential requisites requested by the I° enclosure directive 93/42/CEE as laid down by the VII° enclosure of the above mentioned Directive.
2. The devices under discussion ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices under discussion ARE NOT MADE FOR CLINICAL PROBES.
4. The devices under discussion are traded with NON STERILE BOX.
5. The devices under discussion belong to class I°.
6. IT IS NOT ALLOWED to use and install devices except for the use provided by Moretti S.p.A. Moretti S.p.A. places technical documentation at relevant authorities in order to prove the conformity of 92/42/EEC device.
7. Moretti S.p.A maintains and provides for authorities, the technical documentation proving the accordance to European Directive on Medical devices (93/42/EEC).

## 5. WARNINGS

### 5.1 General warnings

- Do NOT install or use the device before reading and understanding this manual; If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional dealer or technical personnel before attempting to install this equipment to avoid injury or damage;
- The rollator should only be used by patients with a suitable motor capacity which ensures their use without risks;
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use;
- Physician or therapist should contribute to height adjustment for the maximum support, for a correct brake activation and for a general assembly;
- The rollators are not intended to be used as self-propelled devices.

### 5.2 Warnings for use

- Insure the brake cable to be correctly set;
- Verify the correct operation of the brake after every height adjustment to avoid a free flexion of the cable;
- Breaking this simple rules can cause personal damages;
- The rollator can be used only on a hard, flat surface. Do not use the rollator to climb the stairs
- Leaning always on both dumbbells to maintain balance;
- Pay particular attention to wet, icy or snowy;
- Do not overload the rollator;
- Do not use the rollator seat (where present) to carry persons or property, the seat is for the user's session with the parking brake engaged;
- All wheels must be in contact with the floor at any time during use to ensure the proper balancing of the rollator and maximum safety;
- The brake must be engaged before using the seat.

**Note** When the rollator is used in steady position, the handbrake must be locked

### 5.3 Stability warnings

- The rollator can provide ambulatory assistance to an individual weighing up to 136 kg, INCLUDING the loading bag;
- The rollator bag has a weight limitation of 5 kg.

### 5.4 Assembling & folding warnings

- Verify that both handle support tubes are correctly inserted in the frame and secured with locking knobs locked into the holder with its main wing nuts and knobs without movement;
- Both handle tubes are securely locked in the main support part with wing nuts and knobs without any movements;
- Do not hanging anything on the rollator frame to avoid distortions of the tubes when the rollator is open and damage the stability. Injury may also be caused by distortions;
- Take care to entrapment of fingers and / or clothing during the opening and closing.

## 6. BEFORE USE

Before using the device, always check:

1. That all parts of the rollator are locked in a secure manner.
2. Check that all screws are tight.
3. Make sure that the seat is properly locked (if that 'not press further with the power seat bottom frame).

4. Check that the locking of the seat is correctly inserted.
5. Check the correct operation of the brake and the regular brake.


## 7. ASSEMBLING INSTRUCTION

### 1. Before assembling the product

Unpack the product and check that no damage has occurred during shipping. In the event when the rollator is damaged, please contact your nearest dealer.

### 2. Assembling model RP540

- The rollator is dispatched with footrest packed separately.
- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be connected, and then insert the two tubes into the frame.



- Press the seat of the rollator up to arrest the frame tubes in position lock.
- Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up under the effect of a small lateral force.
- Install the footrest on the rollator frame.



**WARNING!** Make sure that the knobs is located into the holes

### 1. Folding the rollator

Lift up the seat firmly pulling the straps in the middle of seat.

### 2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame. Simply depress the spring button and set to the desired height. Repeat the opposite side and make sure that both handles are secure and set at the same height before use. The rollator is equipped with height adjustable handles through the pins to meet all user needs.



#### **WARNING!**

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at his sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the arms bent at about 20° -30° when using the rollator

### 3. Bag installation

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat, stop the tape with Velcro to the structure



**WARNING!** Use the basket for small items only. Do not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning



#### 4. Seat

Before sitting, place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes. Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.



**WARNING!** Questions to sit down with your weight on the seat assembly. Do not sit by pushing only on one side.


#### 5. Footrest



Insert the footrest into the pin's frame. If you don't need fix they on the frame using the clip, like in the picture.

#### 7.3 Assembling model RP545

- Turn the wheel in the correct direction, unbuckle the belt which locks the rear wheels and lock the rear wheels and front with knobs supplied.
- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be connected, and then insert the two tubes in the frame.



- Press the seat of the rollator up to arrest the frame tubes in position lock.



**WARNING!** Make sure that the knobs is located into the holes. Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up under the influence a small lateral force. Be careful not to twist the brake cables when connecting the handlebar and wheels.

#### 1. Folding the rollator

Lift up the seat firmly pulling the straps in the middle of seat

#### 2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame. Simply depress the spring button and set to the desired height. Repeat the opposite side and make sure that both handles are secure and set at the same height before use. The rollator is equipped with height adjustable handles through the pins to meet all user needs.

**WARNING!**

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at his sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the arms bent at about 20 ° -30 ° when using the rollator.

**3. Bag installation**

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat, stop the tape with Velcro to the structure.



**WARNING!** Maximum capacity for bag 5 kg. Use the bag for small items only. Do not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning

**4. Seat**


Before sitting, place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes. Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.





**WARNING!** Questions to sit down with your weight on the seat assembly. Do not sit by pushing only on one side.

**7.4 Assembling models RP550 - RP551**

- Release the safety lock, if it is inserted.
- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be connected, and then to open the rollator insert the two tubes into the frame.



- Press the seat of the rollator up to arrest the frame tubes in position lock and then lock the safety clip.



- Rotate the wheels frame and fix them with the pins like in the picture.



**WARNING!** Make sure that the knobs are located into the holes.

Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up under the influence of a small lateral force.

Be careful not to twist the brake cables when connecting the handlebar and wheels.

### 7.4.1 Fold the rollator

- Lift up the seat firmly to close the rollator

## 2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame, and lock them in an appropriate manner. The rollator is equipped with height adjustable handles through the knobs to meet all user needs.



### **WARNING!**

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at his sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the arms bent at about 20 ° -30 ° when using the rollator.

## 3. Installation of the backrest

Insert the backrest into the guides on the plastic structure of the rollator

## 4. Bag installation

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat, stop the tape with Velcro to the structure



**WARNING!** Maximum capacity for bag 5 kg. Use the bag for small items only. Do not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning

## 5. Seat

Before sitting, place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes.

Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.



**WARNING!** Questions to sit down with your weight on the seat assembly. Do not sit by pushing only on one side.

## 8. HOW TO USE

- Start pushing when you are in an upright position with both hands on the handle;
- Make sure your hands are dry before using the rollator to avoid the risk of slipping;
- Walking maintaining an upright position with his eyes facing forward and not down;
- Do not push the rollator too far away from the body, this may cause falls and loads inadequate;
- Do not use the rollator to overcome steps higher than 20mm;
- When using outdoors, prefer the sidewalks properly prepared in accordance regulations for the removal of architectural barriers;
- To overcome small obstacles to leverage the rear footrests to raise the front of the rollator (models RP540 - RP545 - RP550 - RP551)

## 9. BRAKES

### 1. To brake

To brake the rollator pull the brake lever with your fingers upwards until the rollator slows down or stops. To continue to move the rollator, release the brake handles.

### 2. Lock the brake (handbrake)

Press down on the brake lever with the palm of your hand, when you hear a “click” wheels are locked. Lift the handle of the brake releasing it from the stopposition.



**WARNING!** When the user is stationary, the brakes must be locked

## 10. CARE AND MAINTANANCE

The devices **MOPEDIA** by Moretti SpA on the market are carefully checked and carry the CE mark. For the safety of the patient and the doctor is recommended to be checked by the manufacturer or by an approved laboratory, at least every 2 years, the suitability for use of your rollator. If repairs are to be used only original spare parts and accessories.

The useful life of the product depends on the use, maintenance, storage and cleaning.





















## 11. CLEANING

To clean parts, use only a damp cloth with a neutral detergent, not use cleaners containing solvents and metal brushes or abrasive or sharp objects, may damage the product.

## 12. WHEEL CARE

1. Clean the wheels with warm water and mild detergent. Wipe dry with a clean cloth.
2. Periodically lubricate the wheels.

## 13. TECHNICAL FEATURES

Series GAYA 2.0										
Product codes	RP540									
Seat	45x31 cm									
Frame	Aluminum									
Weight and dimensions										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136
Series OCEANO 2.0										
Product codes	RP545									
Seat	45x20 cm									
Frame	Aluminum									
Weight and dimensions										
										
RP545	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136

Series URANO 2.0										
Product codes	RP550									
Seat	44x24 cm									
Frame	Aluminum									
Weight and dimensions										
RP550	70	77 94	55	62	48	28	7,5	20	20	16 MAX Weight

Series SATURNO										
Product codes	RP551									
Seat	44x24 cm									
Frame	Aluminum									
Weight and dimensions										
RP551	70	Antibrachial 100*115	56	68	52	28	7,9	25	20	16 MAX Weight

The dimensions are in cm and could be changed  $\pm 0,5$  cm

#### 14. SPARE PARTS / ACCESSORIES

For spare parts and accessories please refer to the Moretti S.p.A. master catalogue

#### 15. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be apply in the event damages caused by improper use, abuse or alteration, and for the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible of consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation with mistaken installation or with device improper use.

Moretti does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, alteration not authorized, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

### 1. Repairing

**Warranty repair:** If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will estimate with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, could repair or replace the item, with a Moretti dealer or with own base. Labor cost can be in charge to Moretti if the repair is cover from warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

**Repair not cover from warranty:** A product without warranty can be given back after Moretti authorization. The labor and shipping costs for a bath lift out of warranty are to be payed by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months as from the good received.

**Non-defective device:** The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be payed by the customer.

### 2. Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months as from the receiving date.

### 3. Exempt clauses

Moretti doesn't offer any other declarations, warranty or conditions, explicit or implicit, including possible declarations, warranties or condition of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti doesn't guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be fixed by according to the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow to limit the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user.

The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product \_\_\_\_\_

Datum nákupu \_\_\_\_\_

Authorized dealer \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

Sold to \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_



**MORETTI S.p.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.

**MORETTI S.P.A.**  
Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)